

## 1010065 - Steekbedpan - ovaal - met deksel - 2000 ml - 1 st



### Beschrijving

Een ovaal steekbedpan vervaardigd uit plastic in een ergonomische vorm voor het gebruik in ziekenhuisbedden of verzorgingstehuizen. De steekbedpan kan worden gesteriliseerd met een autoclaaf.

### Specificaties

<b>Deksel</b>	Ja
<b>Autoclaveerbaar</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>sku</b>	1010065
<b>Soortgelijke producten</b>	Ja
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk