

## 1609868 - Staalafname beker zonder deksel - gegradueerd - 125 ml - 1000 st



### Beschrijving

Deze stevige transparante beker vervaardigd uit polypropyleen is bestand tegen schokken en is vrij van splinters. De gradaties zorgen voor een nauwkeurige opvolging bij het nemen en bewaren van staalafnames van urine.

### Specificaties

<b>Product afmetingen</b>	H 6.8 cm
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>sku</b>	1609868
<b>Inhoud</b>	125 ml
<b>Europese Regelgeving</b>	IVDR 2017/746
<b>Type verpakking</b>	Doos