

## 1577179 - Bubblepad matras - zonder compressor - 200 x 88 x 7 cm - 1 st



### Beschrijving

Deze wisseldrukmatras is geschikt voor langdurig gebruik ter preventie van doorligwonden niveau I. De matras is bedoeld om de druk op de weefsels te verminderen en de bloedcirculatie te verbeteren. Bovendien is de matras zeer geschikt om thuis te gebruiken en te installeren, de pomp past zich aan aan de noden van de patiënt op basis van het gewicht van de patiënt. De matras is voorzien van haken voor de bevestiging aan het beddeinde. Geschikt voor patiënten met een gewicht tot maximum 110 kg.

### Specificaties

<b>Samenstelling</b>	PVC
<b>Normeringen</b>	EN ISO 14971 : 2019, EN ISO 15223-1 : 2017, NF EN ISO 1041 : 2013
<b>sku</b>	1577179
<b>Kleur</b>	Beige
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk