

STR2570009 - DT80-DT100 elektrode 1,30 m - 1 st



Beschrijving

DT80/DT100 elektrode met kabel 1,30 m.

Leverbaar per stuk.

Door de gebruiker te voorzien van keurcodering.

Kleurstickers voor codering beschikbaar onder referentie STR2570012.

Specificaties

Merk	Strässle
Normeringen	EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016
sku	STR2570009
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk