

## 1558697 - Digitale statiefweegschaal met bodyfatanalyse en BMI BF1000 - 200 kg - 1 st



### Beschrijving

Met in totaal 8 elektroden voor handen en voeten en de speciale kruismeting toont hij naast je gewicht ook lichaamsvet, visceraal vet en lichaamsvocht, spierpercentage, botmassa en caloriebehoefte. Geeft een gedetailleerde analyse van het hele lichaam met app-verbinding, inclusief een kruismeting met 8 elektroden. Geheugenplaats voor 10 gebruikers en 30 meetgeheugenplaatsen, met een inschakeltechnologie.

#### Voordelen

- Automatische uitschakeling
- Overbelasting indicator
- Maximum draagvermogen: 200 kg
- Inclusief gratis app "Beurer HealthManager Pro" of Beurer HealthManager": meetwaarden en lichaamsgegevens bijhouden op elk moment
-

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Geheugen</b>	Ja
<b>Gekalibreerd</b>	Nee
<b>Max. gewicht</b>	200 kg
<b>Met meetlat</b>	Nee
<b>BMI indicatie</b>	Ja
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>Automatisch step-on functie</b>	Ja
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	StAAF: aluminium, elektroden: roestvrij staal
<b>sku</b>	1558697
<b>Gradatie weegschaal</b>	50 g
<b>Klasse weegschalen</b>	nvt
<b>Type weegschaal</b>	Digitale weegschalen met lichaamsvetmeting
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/30/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk