

1550381 - MG 151-1 3D Shiatsu massage apparaat - 1 st



Beschrijving

Shiatsu massagekussen creëert een ontspannende sfeer thuis alsof u in de spa bent met 3D-massagekoppen die u een echt effectieve behandeling geven. Of het nu op uw schouders, nek rug of benen is, het apparaat is zeer multifunctioneel. Met 3 intensiteitsniveau's en eenvoudig in gebruik met het bedieningselement en automatische uitschakeling. Het materiaal van de buitenkant is gemaakt van leer.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Merk | Beurer |
| Product afmetingen | B 18 cm, H 13 cm, L 104 cm |
| SKU leverancier | 64308 |
| Warmtefunctie | Ja |
| Aantal massagekoppen | 8 |
| sku | 1550381 |
| Europese Regelgeving | 2014/30/EU |
| Type verpakking | Stuk |