

## 1560008 - MST-4000 specimen trap - tube 11 cm - 70 ml - 1 x 50 st



### Beschrijving

Deze mucus specimen trap met een buislengte van 11 cm en reserveschroefdop is ontworpen binnen de bronchoscopie. De trap van 70 ml is steriel individueel verpakt en beschikt over een bevestiging voor zuigkatheter en zuigverbindingstube en een patiëntenlabel.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Pennine
<b>Product afmetingen</b>	L 11 cm
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1560008
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos