

1575610 - Hydroven 12 LymphAssist HomeCare



Beschrijving

Beheer uw lymfoedeembehandeling effectiever vanuit het comfort van uw eigen huis.

Het LymphAssist™ Homecare-compressiesysteem (IPC) van Huntleigh is het enige product dat speciaal is ontworpen als aanvulling op uw traditionele behandeling in het comfort van uw eigen huis. Het klinisch bewezen en effectieve LymphAssist™ Homecare-systeem bestaat uit twee delen, een eenvoudig te gebruiken pomp met één druk op de knop en een reeks van twaalf kamers opblaasbare manchetten.

Wanneer het systeem op uw arm of been wordt aangebracht, levert het een uiterst rustgevend en effectief behandelpatroon dat de Manuele Lymfedrainage (MLD)-techniek nabootst die eerder door uw therapeut zou zijn toegediend. De pomp blaast elk van de overlappende kamers in de manchet voorzichtig op en geeft een zeer lichte druk op het aangedane ledemaat. Dit drukpatroon maakt het gebied vrij door de opgehoopte lymfevloeistof naar het functionerende verzamelende lymfenetwerk te sturen, waar het vrijer kan stromen.

Het voorgeprogrammeerde patroon duurt ongeveer 35 minuten en kan tegelijkertijd op enkele ledematen of op beide ledematen (armen en of benen) worden aangebracht.

Toestel wordt zonder toebehoren geleverd, zie tab bijpassende producten voor de bijhorende accessoires.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1575610
	Nee
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk