

## 1517277 - Prefilled Humidifier System With humidifier adapter, 500ml - 1 x 12 st



### Beschrijving

AirLife® voorgevulde bevochtigersystemen Deze bevochtigersystemen zijn gevuld met steriel water voor inhalatie en hebben een reservoir met twee functies met afbreekbare trigger die een ronde opening vormt voor veilige bevestiging van een bevochtigeradapter (verkrijgbaar met bevochtigersysteem 002620G). Het zuurstofpad helpt voorkomen dat deeltjes de zuurstoftoevoerslang bereiken. Een hoorbare drukontlastingsklep waarschuwt u als de slang van de patiënt verstopt raakt. De compacte bevochtiger 002620G is ontworpen met het oog op gemak bij opslag, heeft een uitlaatpoort met meerdere hoeken die spatten zelfs bij hoge flowsnelheden helpt voorkomen, en een kleine flesopening die navullen onmogelijk maakt. Met adapter en drukontlastingsklep voor 4 psi met alarm. 12 voorgevulde bevochtigers per doos.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Airlife
<b>sku</b>	1517277
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Doos