

1601707 - Keiser Air250 tricep



Beschrijving

De Keiser Air250 Triceps zorgt voor een superieure isolatie van de Tricep-spiers. De zitting kan heel eenvoudig aangepast worden aan de lengte van het individu. De fixatiegordel zorgt voor extra stabiliteit wanneer men traint met veel weerstand. De knoppen om de weerstand te veranderen zijn aan het uiteinde van de handvaten geplaatst, zodat men gemakkelijk en zelfs tijdens de oefening de weerstand kan aanpassen. Het design is simpel, maar enorm effectief en vooral veilig.

- Nauwelijks schokken voor spieren en gewrichten
- Keiser dynamic variable resistance
- Bilaterale beweging voor symmetrische training
- Grote display met weerstand en herhalingen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 152.4 cm
SKU leverancier	001921BP
Weerstand	0-118 kg
sku	1601707
Kleur	Rood
Type verpakking	Stuk