

1601637 - Surshield™ Versatus™-WP - veiligheids I.V. katheter - 17G x 3/4"- wit - 50 st



Beschrijving

De **Terumo** Surshield™ Versatus™-WP veiligheids I.V. katheter is vervaardigd uit hoogwaardige materialen van medische kwaliteit. De katheter wordt zeer zacht bij het in contact komen met de huid en zo een hoog comfort biedt bij het inbrengen van de naald.

Het passieve veiligheidsmechanisme van de Surshield™ Versatus™-WP veiligheids I.V. katheters wordt met één hand geactiveerd.

De protector sluit de naald volledig af, zo kunnen prikaccidenten voorkomen worden bij het weggooien van de interne naald.

De katheter is gesteriliseerd met ethyleenoxide.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DS1745PD
Samenstelling	• Katheter: polyurethaan + BASO4 • Katheter hub met vleugels: polypropyleen • Afdichtpen: polyoxymethyleen • Canule (inwendige naald): roestvrij staal • Naaldhub: acrylonitril-butadien-styreen • Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluuchtingsfitting: acrylonitril-butadien-styreen • Poortafsluiting: polypropyleen + kleurconcentraat • Injectiepoortklep: siliconen slang • Protector: polyethyleen • Surshield protector • Beschermingsbehuizing: polyamide • Veiligheidsvingers: polysulfon • Glijbus + naaldblokkering: polycarbonaat + roestvrijstalen houder
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
Debiet	155 milliliter per minute
Interne diameter katheter	1.15 mm
Externe diameter katheter	1.5 mm
sku	1601637
Veiligheidsnaald	Ja
Afmeting	17G x 45 mm
Kleur	Wit
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos