

1549714 - Eyemax2 Oogbescherming fototherapie neonataal - Regular - maat 33 - 38 cm - 1 x 20 st



Beschrijving

Comfortabele en veilige oogbescherming bij fototherapie

De Eyemax 2 is latexvrij en garandeert optimaal comfort en bescherming van uw patiëntjes tijdens fototherapiebehandelingen. Het ééndelig wikkeldesign van de Eyemax 2 heeft twee sluitingen die onafhankelijk van elkaar regelbaar zijn. Het ergonomisch gevormde oogmasker is specifiek ontworpen om elke UV-licht lekkage naar de ogen toe te voorkomen.

Specificaties

Merk	Maxtec
SKU leverancier	R300P01
Normeringen	EN ISO 13485:2016 (ISO 13485:2016) EN ISO 14971:2019 (ISO 14971:2019) BS EN ISO 20417:2021 EN ISO 15223-1:2016 (ISO 15223-1:2016, Corrected Version 2017-03) EN ISO 10993-1:2009 (ISO 10993-1:2009)
sku	1549714
Maat	Regular
Maat	33 - 38 cm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos