

1601643 - Surshield™ Versatus™-WP - I.V. katheter - 26G x 3/4" mm - violet - 1 x 50 st



Beschrijving

De **Terumo** Surshield™ Versatus™-WP veiligheids I.V. katheter is vervaardigd uit hoogwaardige materialen van medische kwaliteit. De katheter wordt zeer zacht bij het in contact komen met de huid en zo een hoog comfort biedt bij het inbrengen van de naald.

Het passieve veiligheidsmechanisme van de Surshield™ Versatus™-WP veiligheids I.V. katheters wordt met één hand geactiveerd.

De protector sluit de naald volledig af, zo kunnen prikaccidenten voorkomen worden bij het weggooien van de interne naald.

De katheter is gesteriliseerd met ethyleenoxide.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DS2619PD
Samenstelling	• Katheter: polyurethaan + BASO4 • Katheter hub met vleugels: polypropyleen • Afdichtpen: polyoxymethyleen • Canule (inwendige naald): roestvrij staal • Naaldhub: acrylonitril-butadien-styreen • Filter ontluchtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluchtingsfitting: acrylonitril-butadien-styreen • Poortafsluiting: polypropyleen + kleurconcentraat • Injectiepoortklep: siliconen slang • Protector: polyethyleen • Surshield protector • Beschermingsbehuizing: polyamide • Veiligheidsvingers: polysulfon • Glijbus + naaldblokkering: polycarbonaat + roestvrijstalen houder
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
Debiet	19 milliliter per minute
Interne diameter katheter	0.45 mm
Externe diameter katheter	0.64 mm
Veiligheidsnaald	Ja
sku	1601643
Afmeting	26G x 19 mm
Afmeting in mm	0,64 x 19 mm
Kleur	Violet
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos