

1543405 - Digitale bloeddrukmeter BC30 - pols - polsometrek 13,5-19,5 cm - 1 st



Beschrijving

Beurer digitale volautomatische bloeddrukmeter voor rond de pols kan gebruikt worden door 2 personen tegelijkertijd. Hiermee kan je vlot regelmatig metingen uitvoeren, een risico indicator geeft de resultaten weer. Geeft het gemiddelde weer van de laatste 3 metingen en heeft 2 x 60 geheugenkaarten. Geeft datum en tijd weer en schakelt automatisch uit, met een batterij indicator. De bloeddrukmeter geeft aan wanneer de meting niet goed uitgevoerd is.

Specificaties

Merk	Beurer
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1543405
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk