

## 1611054 - Molift® Transfer Pro



### Beschrijving

Molift® Transfer Pro is een transferplatform voor zittende transfers tussen bijvoorbeeld bed, (rol)stoel en toilet. De Transfer Pro heeft stevige zitkussens, ergonomische handvatten en een zachte beensteun voor een comfortabele transfer. Voor extra hulp en veiligheid voor de cliënt kan een Molift sling of belt worden gebruikt.

Voor het gebruik van de Transfer Pro is het belangrijk dat de cliënt instructies kan opvolgen, zich kan optrekken en stabiel is. De Transfer Pro ondersteunt een persoonlijke benadering, wat de waardigheid verbetert en de cliënt het gevoel geeft dat hij of zij deel uitmaakt van zijn of haar zorg. Bovendien wordt de zorgverlener tijdens de zit-naar-stand-transfer minder belast, omdat de cliënt zelf uit de stoel opstaat.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Molift
<b>Compatibel met</b>	Molift Assist Sling
<b>sku</b>	1611054
<b>Gewicht</b>	28,2 kg
<b>Lengte onderstel</b>	92 cm
<b>Maximale tilbelasting</b>	200 kg
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk