

## 1517312 - Valved Tadapter 22mm O.D. x 22mm O.D. - 1 x 30 st



### Beschrijving

AirLife Valved tee adapters vereenvoudigen het toedienen van medicijn in aërosol bij beademde patiënten, verminderen het risico van drukverlies in het circuit.

Vormen een gesloten systeem om het risico van contaminatie tot een minimum te beperken. Onze Valved Tee adapters vereenvoudigen het toedienen van medicijn in aërosol bij uw beademde patiënten. Bij gebruik in combinatie met een vernevelaar vormt de Valved Tee adapter een veilige en handige methode voor het toedienen van medicijn aan het circuit. Andere adapters vereisen tijdrovende en mogelijk gevaarlijke onderbrekingen van het systeem; de Valved Tee adapter wordt een permanent deel van het beademingscircuit. De veerlep opent en sluit het circuit tijdens het installeren en verwijderen van de vernevelaar. Doordat de adapter een gesloten systeem oplevert, neemt het risico van onbedoeld ontsnappen van condensaat in de lucht sterk af. Met veerlep en dop. Met voet van 18 mm.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Airlife
<b>sku</b>	1517312
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos