

1560687 - COMPASS 600 - Shoulder Press/Vertical Row



Beschrijving

Krachtraining voor de schouders en armen met 0 tot 84 kg trainingsgewicht met stappen van 1 kg. Het is mogelijk om de hoogte van het zitvlak te verstellen, alsook de startpositie van het apparaat. Het apparaat kan zowel met één als twee armen gebruikt worden. Geschikt voor mensen met een gewicht tot 200 kg.

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1560687
Model	Shoulder Press/Vertical Row
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk