

1574094 - Statafel LIFTER - 1 st



Beschrijving

Het statische staframe LIFTER is een modern revalidatiehulpmiddel. Dankzij de elektrische actuator met ingebouwde zit kan de patiënt het hulpmiddel autonoom gebruiken met de afstandsbediening. De krachtige actuator kan patiënten tot 120 kg opheffen.

De mogelijkheid bestaat om de LIFTER uit te rusten met een bovenlichaamstabilisator die de borstkas perfect immobiliseert. Deze oplossing is ten zeerste aangewezen voor patiënten met parese van de bovenste ledematen.

De zit van de LIFTER doet ook dienst als bekkensteun die patiënten in de juiste positie houdt en hen vastzet in het hulpmiddel.

Specificaties

sku	1574094
Max. gewicht volwassene	120 kg
Maximale tilbelasting	120 kg
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk