

1559355 - Linido doucheroelstoel zithoogte 54 cm - RVS gepolijst - met voetsteunen - wit - 1 st



Beschrijving

De verrijdbare douchestoel met HT-bekleding van Linido is een hulpmiddel waarmee de gebruiker veilig en comfortabel kan zitten tijdens het douchen of wassen aan de wastafel. De douchestoel zorgt voor een stabiele ondersteuning voor minder actieve gebruikers met zwakke benen, een laag uithoudingsvermogen en/of een slechte balans. Deze minder actieve gebruikers hebben meer ondersteuning en hulp nodig tijdens de overgang van zit naar staande houding.

- Comfortabele zitting en rugleuning
- Duurzame zwenkwielen met dubbele rem
- Sterke en praktische arMLEUNINGEN

Specificaties

Merk	Linido
Product afmetingen	B 62.5 cm, H 101 cm, L 90 cm
SKU leverancier	LI2141.0002-00
Samenstelling	RVS gepolijst
sku	1559355
Kleur	Wit
Max. gewicht volwassene	200 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk