

## 1543432 - BY 52 digitale babyvoeding -en fles verw warmer - 2-in-1 - 14 x 13.8 cm - 1 st



### Beschrijving

Deze babyvoeding -en flesverwarmer warmt voeding op en houdt het ook warm. Voedsel wordt zacht en gelijkmatig verwarmd. De accessoires zijn vaatwasmachinebestendig. Geschikt voor alle type flessen en potten die verkrijgbaar zijn in de winkel.

#### Voordelen

- Geeft temperatuur digitaal weer
- LED-display
- Vaatwasmachine bestendig
- Signaal en controlelampje
- Automatische uitschakeling

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>sku</b>	1543432
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/30/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk