

1600526 - TwinStream™ One



Beschrijving

De TwinStream™ One is geschikt voor standaardinterventies in pulmonologie/bronchoscopie, KNO en thoraxchirurgie. Het systeem beschikt over een automatische zelftest en kalibratie en werkt met één jet (HFJV).

Kenmerken:

- Veilig en krachtig
- Gebruiksvriendelijk
- De functieomvang kan op elk moment worden uitgebreid door optionele modules toe te voegen

Specificaties

Merk	Carl Reiner
Normeringen	ISO 13485
sku	1600526
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk