

## 1352193 - Bloedafnamestoel Saar 3D - vaste hoogte - Fresh bekleding - 1 st



### Beschrijving

De 3-delige bloedafname stoel van **Wesseling** met een vaste hoogte. Het rugdeel en het beendeel bewegen simultaan door het bedienen van de handels die aan beide zijden van het zitdeel zijn geplaatst. Het unieke ontwerp zorgt ervoor dat in de trendelenburg positie een totale lengte van 165cm wordt gehaald. De vier zwenkwielen met een diameter van Ø100mm zijn allen berembaar waardoor de stoel zeer stabiel is. Optioneel zijn de voorwielen centraal te remmen. De behandelstoelen worden standaard geleverd met een set in hoogte verstelbare armsteunen, desgewenst zijn er in hoek verstelbare armsteunen beschikbaar. De Saar prikstoelen hebben een modern en uitgesproken design die uitgevoerd is in verschillende kleuren.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Wesseling                    |
| <b>Wielen inbegrepen</b>    | Ja                           |
| <b>Hefvermogen</b>          | 150 kg                       |
| <b>sku</b>                  | 1352193                      |
| <b>Aantal delen</b>         | 3-delig                      |
| <b>Armsteunen</b>           | Ja                           |
| <b>Hoogteverstelling</b>    | Vast                         |
| <b>Kleur</b>                | Pimpelle                     |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |