

1543550 - Mechanische opstapweegschaal MS01 wit - 120 kg - 1 st



Beschrijving

Mechanische opstapweegschaal is een echte klassieker en past perfect in elke badkamer. Het apparaat heeft een gemakkelijk afleesbare, analoge gewichtswaergeving en een antislip oppervlak. Het gewicht leest gemakkelijk af, heeft een analoge gewichtswaergeving en een anti slip oppervlak.

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Nee
CNK-code	CNK 3059-045
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	120 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
Normeringen	ISO 9001:2015
sku	1543550
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Mechanische weegschalen
Type verpakking	Stuk