

## 1603940 - Proximate® reload vascular linear stapler - 3 st



### Beschrijving

- B-vorm
- Niet rijen: 3, 23 nietjes
- Auto Retaining Pin Advancement
- Weefseldikte: vasculair
- Lengte nietjeslijn: 30 mm

### Specificaties

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Merk                 | Ethicon                      |
| sku                  | 1603940                      |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse III |
| Type verpakking      | Doos                         |