

## 1106669 - Tork Dispenser voor traditioneel toiletpapier - T4 - wit - 1 st



### Beschrijving

De **Tork** Traditioneel Toiletpapier Dispenser uit de Elevation-lijn is geschikt voor weinig bezochte sanitaire ruimten en zorgt voor minder onderhoud door middel van twee traditionele rollen toiletpapier. Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw gasten.

### Specificaties

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Merk               | Tork                          |
| Product afmetingen | B 28.6 cm, H 15.8 cm          |
| SKU leverancier    | 557000                        |
| Product diepte     | 15.3 cm                       |
| Samenstelling      | Kunststof                     |
| sku                | 1106669                       |
| Type dispenser     | Dispenser toiletpapier        |
| Kleur              | Wit                           |
| Systeem            | T4 - Standaard toilet systeem |
| Type verpakking    | Stuk                          |