

1551104 - Linido doucheraam - 1500 mm - rvs/wit - 1 st



Beschrijving

Voor sommige personen is het prettiger om in een liggende positie gewassen en verzorgd te worden. De verzorging wordt in deze houding op een andere wijze uitgevoerd dan in zittende houding. Dit doucheraam van **Linido** maakt het voor de persoon die verzorgd wordt gemakkelijker om bij te dragen. Bovendien is de werkhouding van de verzorger vanuit ergonomisch oogpunt gunstiger.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2403.1504-02
sku	1551104
Categorie doucheramens	Doucheramens
Kleur doucheraam	Wit
Lengte doucheraam	1500 mm
Materiaal doucheraam	RVS gecoat/Ligvlak in HT-bekleding (soort nylon)
Type verpakking	Stuk