

1576126 - Sterilisatiefolie - op rol - 10 cm x 3 rol x 200 m - 1 st



Beschrijving

Ideaal voor het steriliseren van speciale voorwerpen van verschillende grootte. Het papier van medische kwaliteit biedt superieure sterkte en het blauwgetinte transparante materiaal maakt het gemakkelijk om eventuele breuken op te sporen.

Voordelen

- Ideaal voor speciale items van verschillende afmetingen en behoeften.
- Zie het verschil met ingebouwde kleurindicatoren gemaakt van niet-toxische, water-inkt, die zorgt ervoor dat het sterilisatieproces bereikt.
- Eenvoudige identificatie van de inhoud door de transparante, lekbescherming, non-tearing, blauw getint plastic folie. Het verstrekken van visuele vertrouwen dat de sterilisatie wordt bereikt en gehandhaafd.
- Sterke en veilige kant afdichting beschermt tegen instrument schenden.
- Hoge kwaliteit poreus papier van medische kwaliteit.

Specificaties

Merk	Medicom
sku	1576126
Kleur	Blauw
Maat	10 cm x 200 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Karton