


1543216 - Aspiratiesonde CH12 - 48 cm - 1 dist + 1 lat. - wit - steriel - 1 x 100 st



Beschrijving

Aspiratiesonde met centrale opening en 2 ogen, een afgeronde punt voor eenmalig gebruik. De sonde biedt een standaard goede kwaliteit met trechteraansluiting volgens internationale kleurcodering.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Product afmetingen	L 50 cm
Steriel	Ja
Samenstelling	PVC
sku	1543216
Diameter sonde	Ch 12
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos