


## 1546242 - Linido vaste beugel 50 cm - staal gecoat - wit - 1 st



### Beschrijving

Vaste toiletbeugel met buis diameter 28,6 mm, uitgevoerd in metaal met witte epoxy coating. Verticale statische belasting van maximaal 150 kg, zijwaartse statische belasting van maximaal 100 kg.

### Specificaties

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Merk</b>                           | Linido              |
| <b>SKU leverancier</b>                | LI2601.0501-02      |
| <b>sku</b>                            | 1546242             |
| <b>Categorie toiletsteunen</b>        | Vaste toiletsteunen |
| <b>Kleur</b>                          | Wit                 |
| <b>Lengte toiletbeugels</b>           | 500 mm              |
| <b>Materiaal</b>                      | Staal gecoat        |
| <b>Maximale horizontale belasting</b> | 150 kg              |
| <b>Maximale zijwaartse belasting</b>  | 100 kg              |
| <b>Type verpakking</b>                | Stuk                |