

## 1541840 - Klomp Bloc open 01 met riem - Marineblauw - maat 43 - 1 paar



### Beschrijving

WOCK® BLOC, de professionele steriliseerbare klomp uit één stuk. BLOC is de nieuwe hoogwaardige comfortabele klomp voor langdurig professioneel gebruik en is gemakkelijk in onderhoud. WOCK® BLOC is steriliseerbaar in de autoclaaf tot 134° C en is daardoor ideaal voor het OK én uiteraard voor medisch gebruik in het algemeen. BLOC is gemaakt uit één stuk en heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Wock
<b>Unisex</b>	Ja
<b>Anti-slip</b>	Ja
<b>Antistatisch</b>	Ja
<b>Geschikt voor OK</b>	Nee
<b>Steriliseerbaar</b>	Nee
<b>Hielriem</b>	Ja
<b>Schokdemping</b>	Ja
<b>Ventilatiegaten</b>	Ja
<b>sku</b>	1541840
<b>Kleur klomp</b>	Marineblauw
<b>Maat</b>	43
<b>Materiaal</b>	Steri-tech™ polymeer
<b>Type klomp</b>	Bloc
<b>Europese Regelgeving</b>	2016/425/EU - Klasse II
<b>Type verpakking</b>	Paar