

1571828 - Waveguard original cap - 8 electrodes - N3 (29-31 cm)



Beschrijving

De waveguard original EEG cap met 8 elektrodes is de nieuwste en meest geavanceerde cap die momenteel verkrijgbaar is. Alle waveguard original caps zijn zeer licht van gewicht door het gebruik van zeer dunne elektrodedraden, en de flexibele, ademende capstof maakt comfortabele opnames mogelijk, zelfs over een langere periode.

Eigenschappen:

- Meest geschikte cap voor AC en DC gekoppelde opnames in onderzoek en klinische settings.
- Goede signalen, zelfs bij (zeer) langzame potentialen, bijv. frequentiebereik < 0,5 Hz
- Hoge kwaliteit EEG-signalen
- Comfortabele pasvorm
- Gemakkelijk schoon te maken
- Aan te sluiten op elk EEG-systeem
- 1 jaar garantie

Specificaties

Merk	Ant Neuro
sku	1571828
Maat	N3 (29-31 cm)
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk