

1533668 - Agani™ naalden - 18G x 1,5" - roze - 100 st



Beschrijving

Agani™ naalden van **Terumo** hebben een nauwkeurig gevormde naaldpunt met siliconen coating.

De scherpe punt vergemakkelijkt de penetratie van de huid en helpt het trauma te minimaliseren. De siliconen coating zorgt voor glij-eigenschappen en maakt een soepele inbreng mogelijk. De diameter van de naald is te herkennen aan de ISO-kleurgecodeerde hub.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	AN*1838R1
Samenstelling	• Hub: polypropyleen + master batch • Canule: roestvrij staal • Kleefstof: epoxylijm • Glijmiddel: siliconen olie
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1533668
Bevel	Regular 11°
Afmeting	18G x 1 1/2"
Afmeting in mm	1,20 x 38 mm
Kleur	Roze
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos