

## 1102586 - Digitale bloeddrukmeter M3 - flexibele manchet met bereik 22-42 cm - bovenarm - 1 st



### Beschrijving

De OMRON M3 biedt u snel eenvoudige en nauwkeurige metingen. Hij detecteert zelfs een onregelmatige hartslag tijdens uw gebruikelijke bloeddrukmeting. Tevens kan de meter gegevens opslaan van twee aparte gebruikers, zodat u individuele metingen en evoluties kan opslaan.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Omron
<b>sku</b>	1102586
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Digitale bloeddrukmeters
<b>Type verpakking</b>	Stuk