


**1543243 - Tiemann sondes - PVC - éénmalig gebruik - 40 cm - Ch  
18 - rood - 1 x 100 st**



## Beschrijving

Tiemann blaassonde met speciale atraumatische licht schuine tip, twee laterale ogen en een trechtervormige connector met internationale kleurcode voor eenmalig gebruik. De tip is aangepast aan de anatomie van de man, te gebruiken met glijmiddel ter bescherming van de urinewegen en heeft een gesloten uiteinde. De licht gebogen tip vergemakkelijkt het katheriseren bij patiënten met prostaathypertrofie of een steile blaashals. De sonde kan gebruikt worden bij mannen, vrouwen en kinderen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Dahlhausen
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Lengte sonde</b>	40 cm
<b>Samenstelling</b>	PVC
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>sku</b>	1543243
<b>Diameter sonde</b>	Ch 18
<b>Geslacht</b>	Unisex
<b>Kleur</b>	Rood
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos