

1543461 - Multifunctionele infrarood thermometer - FT 65 - 1 st



Beschrijving

Een echte allrounder van **Beurer**! Naast oor- en voorhoofdmeting kan de thermometer ook oppervlaktetemperaturen bepalen. Het temperatuuralarm en de datum- en tijdweergave zijn perfecte aanvullingen voor een eenvoudige en handige meting. Hij heeft een 6-in- functie: oor, -voorhoofd, -en oppervlakte temperatuur, temperatuuralarm, datum en tijd en geheugenplaatsen. Hij geeft de metingen weer in C° en F°, met een LED temperatuur alarm vanaf 38°C. Bevat geen kwik of glas, schakelt automatisch uit.

Specificaties

Merk	Beurer
Digitaal	Ja
CNK-code	CNK 3056-322
Infrarood	Ja
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Ja
Flexibele tip	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
Geheugen	Ja
sku	1543461
Meetsnelheid	Bijna onmiddellijk
Type thermometer	Multifunctioneel
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk