

## 1554043 - PT1003 Air Pressure Therapy System



### Beschrijving

De PT1003 is een apparaat voor pneumatische compressie therapie. Een effectieve, non-invasie behandeling bij veneuze insufficiëntie, chronisch niet helende wonden, lymfoedeem en ulcera.

#### Kenmerken:

- 4 compressiekamers die afzonderlijk kunnen worden overgeslagen in functie van de patiëntconditie
- 2 toepassingen mogelijk:
  - Elke kamer wordt afwisselend opgeblazen en daarna leeggelaten (modus A)
  - 4 kamers worden opgeblazen en dan leeggelaten (modus B)
- 3 behandelingstijden: 10-20-30 minuten
- 10 niveaus drukinstelling

### Specificaties

<b>Merk</b>	ESRI
<b>sku</b>	1554043
<b>Type verpakking</b>	Stuk