

1545305 - Appose™ Stapler 35R (B: 5.8 mm x L: 4.1 mm) - 12 st



Beschrijving

De Appose™ ULC huidstapler voor eenmalig gebruik van Medtronic is een gebruiksvriendelijk instrument voor het snel en efficiënt sluiten van huidwonden. De stapler is **voorgevuld met 35 nietjes**, zodat hij meteen klaar is voor gebruik.

Bij elke activatie van de hendel wordt automatisch één nietje geplaatst. Het nietje penetreert eerst de huid en wordt vervolgens gevormd, waardoor de wondranden nauwkeurig naar elkaar toe worden gebracht voor een betrouwbare wondsluiting. Dankzij het ergonomische ontwerp, de consistente nietvorming en de eenvoudige bediening is de Appose™ ULC huidstapler geschikt voor diverse chirurgische toepassingen.

In gesloten positie heeft het Regular nietje een breedte van 5,8 mm en een pootlengte van 4,1 mm.

Gebruik: knijp volledig door en laat los, niet trekken of optillen als u de trekker loslaat.

Specificaties

Merk	Medtronic
Samenstelling	Plastic
sku	1545305
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos