

## 1619688 - Onderzoekstafel Flex BasiX 3 - elektrische in hoogte verstelbare pli - met wielen - Fresh bekleding - Bark - 1 st



### Beschrijving

De BasiX 3 van Wesseling is een zeer veelzijdige tafel. Door de tafel uit te rusten met een neusgat en rondomschakeling is de tafel uitermate geschikt voor de fysiotherapie. Wanneer men kiest voor de Flex dan is de tafel uitgerust met twee gasveren onder het middendeel waardoor de zogenaamde pli-stand bereikt kan worden. Door de vlakverdeling zit of ligt de patiënt altijd in een comfortabele houding tijdens de behandeling. Daarnaast zorgt de hoogste stand van 115cm ervoor dat iedereen een ergonomische werkvlak kan creëren.

*Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.*

## Specificaties

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Merk</b>                       | Wesseling          |
| <b>Product afmetingen</b>         | B 64 cm, L 200 cm  |
| <b>Wielen inbegrepen</b>          | Nee                |
| <b>Hefvermogen</b>                | 175 kg             |
| <b>Hoogteverstelbaar</b>          | Ja                 |
| <b>Papierrolhouder inbegrepen</b> | Nee                |
| <b>sku</b>                        | 1619688            |
| <b>Aantal delen</b>               | 3-delig            |
| <b>Armsteunen</b>                 | Nee                |
| <b>Elektrische pli</b>            | Ja                 |
| <b>Hoogteverstelling</b>          | Elektrisch         |
| <b>Kleur</b>                      | Bark               |
| <b>Standaard neusgat</b>          | Langwerpig neusgat |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk               |