

1509570 - Seca 956 digitale stoelweegschaal met wegzwenkbare armleuningen - klasse III - 200 kg - 1 st



Beschrijving

Met een weegbereik van 200 kg en een aflezing van 100 gram voldoet de seca 956 aan alle elementaire medische standaarden. Tel daar de typische seca voordelen bij, zoals opvouwbare arm- en voetsteunen, veilige wielremmen, een ergonomisch gevormde stoel en soepele rollers, die het samen met het ergonomisch gevormde handvat heel gemakkelijk maken om de stoelweegschaal vooruit te duwen. Uiteraard is de seca 956 ook uitgerust met de belangrijke TARAFunctie, waarmee elk nieuw gewicht afzonderlijk kan worden vastgesteld, en de HOLD-functie waarmee het medisch personeel eerst voor de patiënt kan zorgen en de resultaten later aflezen.

Specificaties

Merk	Seca
Product afmetingen	B 56.3 cm, H 89.7 cm, L 95.6 cm
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Ja
Max. gewicht	200 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1509570
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Digitale (rol)stoelweegschaal
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk