

1013437 - Eucerin pH5 waslotion - pomp - 1000 ml - 1 st



## Beschrijving

Eucerin pH5 Waslotion is een dagdagelijkse gezichts- en lichaamsreiniging die vrij is van alkalische zeep. Extra milde oppervlakte-actieve stoffen zorgen ervoor dat de droge, gevoelige huid zacht maar effectief wordt gereinigd. Het unieke Eucerin pH Balance System geeft de reiniging de optimale pH-waarde om de natuurlijke weerstand van de huid te beschermen, de veerkracht te behouden en uitdroging te voorkomen. Het is ook geschikt voor baby's en kinderen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beiersdorf
<b>Tube</b>	Nee
<b>Pompsysteem</b>	Ja
<b>Ingrediënten</b>	AQUA, SODIUM COCOAMPHOACETATE, SODIUM MYRETH SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, CITRIC ACID, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, COCO GLUCOSIDE, GLYCOL DISTEARATE, GLYCERINE, POLYQUATERNIUM-10, DIAMMONIUM CITRATE, SODIUM BENZOATE, SODIUM SALICYLATE, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, HEXYL CINNAMAL, PARFUM
<b>sku</b>	1013437
<b>Soortgelijke producten</b>	Ja
<b>Inhoud</b>	1000 ml
<b>Uitstraling</b>	Vloeibare zeep
<b>Type verpakking</b>	Stuk