

1551023 - Linnenzakhouder voor 3 linnenzakken - 3 deksels - pedaalbediening - wasty - 1 st



Beschrijving

Wasgoedverzamelaars van **France Hôpital** bestaande uit een structuur in roestvrij stalen buis Ø 20 mm met zwenkwielen, Ø 80 / 100 mm en 4 rubberen bumpers. Zakhouder in nylon, met een ring voor het bevestigen van zakken in roestvrij staal, scharnier in kunststof, geïntegreerd op de zakhouder. Deksel in polypropyleen verkrijgbaar in 5 kleuren: wit (1545852), groen (1576755), rood (1545856), blauw (1560302) en geel (1576756). Kleuren door te geven bij bestelling.

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 1574 cm, H 980 cm
Bijpassend deksel	1545852(wit); 1545856(rood); 1560302(blauw); 1576756(geel); 1576755(groen)
Pedaalbediening	Ja
Product diepte	600 cm
Aantal wielen	4
Afvalzakhouder	Ja
Aantal deksels inbegrepen	3
sku	1551023
Compositie zakken	In lijn
Configuratie vuile was	3 zakken
Materiaal	RVS
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk