

## 1000787 - CauteryTip met handvat en grote lus - steriel - 28 mm - 1200°C - 1 st



### Beschrijving

FIAB steriele cauterisatiepennen voor eenmalig gebruik worden gebruikt bij hemostase en zorgen voor een snelle en nauwkeurige cauterisatie van kleine bloedvaten. Ze zijn gemakkelijk te hanteren en hebben een interne batterij met een lange levensduur. Er zijn verschillende modellen beschikbaar, die van elkaar verschillen voor werktemperaturen (1200°C, 800°C en 600°C), vorm, dikte en lengte van de cauterisatietip. Het beschikbare assortiment maakt het mogelijk om een cauterisatiepen te kiezen die perfect is past bij de klinische eisen van de procedure.

### Specificaties

<b>Merk</b>	FIAB
<b>sku</b>	1000787
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk