

1550349 - MC 3800 Shiatsu massagestoel - 180° rotatie - 3 massageprogramma's - 1 st



Beschrijving

Een ontspannende massage s'avonds voor de televisie hoeft niet alleen maar een droom te zijn, de massagestoel ziet er prachtig uit in uw woonkamer en helpt u thuis te ontspannen. met automatisch verstelbare rugleuning, voetsteun en 3 massageprogramma's (relax, therapie en gezondheid). Met een draadloze handschakelaar, het materiaal is gemaakt van PU leer en makkelijk te onderhouden.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 73 cm, H 109 cm, L 102 cm
SKU leverancier	64017
Warmtefunctie	Ja
Massage programma's	3
Aantal massagekoppen	4
sku	1550349
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk