

1577036 - Sloop bi-tec voor Relax standaardkussen - XL - blauw - 1 st



Beschrijving

Sloop in lichtblauw Bi-Tech textiel voor het 'Relax standaardkussen XL' van Fico. Bi-tec is een materiaal dat ademt, elastisch en brandvertragend is. Bovendien ook anti-stofmijt, anti-bacterie en schimmelwerend.

Specificaties

Merk	Fico
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1577036
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk