

1011356 - Dokterstas Bollmann Visita - kunstleder - zwart - 42 x 29 x 18 cm - 1 st



Beschrijving

Kunstlederen koffer met verstelbare binnenverdelingen van **Bollmann**. Een zeer functionele, volledig uittrekbare medische koffer. Transparante afdekplaten met magnetische sluiting maken het mogelijk de inhoud te scheiden. Daaronder bevinden zich harde kunststof schappen, waarvan één met schuuminzet voor 74 ampullen. Dit Visita-model heeft een ruim buitenvak en twee comfortabele handgrepen.

Specificaties

Product afmetingen	B 18 cm, H 29 cm, L 42 cm
Aantal handgrepen	1
Aantal voortassen	1
Aantal zijvakken	0
Categorie	Dokterstas
Materiaal	Kunstleder
Kleur	Zwart
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk