

1543521 - Kofferweegschaal LS06 - met bevestigingsband - 1 st



Beschrijving

Met deze praktische bagageweegschaal is overbagage nooit meer een probleem tijdens het reizen per vliegtuig. Het goed afleesbare LCD-display en de praktische hold-functie geven u snel informatie over uw bagagehoeveelheid. Heeft een automatische hold-functie, een bevestigingsband van 1 meter om ruimte te besparen bij het opbergen. Ook geschikt voor het wegen van andere objecten.

- Met inschakeltechnologie: button-on
- Automatische uitschakeling
- overbelastings indicator
- Maximum draagvermogen: 40 kg

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	0 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.06 EUR
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
Samenstelling	Batterijen: 1 x3V CR2032
sku	1543521
Soortgelijke producten	Nee
Gradatie weegschaal	10 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Kofferweegschaal
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk