

1543093 - Drinkbeker - 300 ml - 1 st



Beschrijving

Deze beker vergemakkelijkt het eten en het drinken. De beker heeft diverse aangrijppunten en is geschikt voor personen met verzwakt gevoel of slechte coördinatie. Hij is ook vaatwasbestendig.

Specificaties

Merk	Etac
Deksel	Ja
Handvat	Ja
HACCP-conform	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Ja
Samenstelling	PET-houder/tuitdeksel: polypropyleen
sku	1543093
Inhoud	300 ml
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk