

1533030 - Versatus™-W - I.V. katheter - 18G x 32 mm - groen - 1 x 50 st



Beschrijving

Terumo Versatus™-W I.V. katheter heeft een ergonomisch ontwerp en zorgt voor comfort, gemak en stabiliteit tijdens het gebruik. De doorzichtige katheter toont toon aan of deze goed is ingebracht. De naaldpunt minimaliseert mogelijk trauma ana het bloedvat tijdens het gebruik.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DU1832WX(NIEUWSR+DU1832WD)
Samenstelling	• Katheter: polyurethaan + BaSO₄ • Katheterhub met vleugels: polypropyleen + master batch • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: Copolymeer styreen butadien • Luer-lock cap: polypropyleen • Filter ontluichtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluichtingsfitting: styreen butaan co-polymeer • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
Debiet	103 milliliter per minute
Interne diameter katheter	0.95 mm
Externe diameter katheter	1.3 mm
sku	1533030
Afmeting	18G x 32 mm
Afmeting in mm	1,3 x 32 mm
Kleur	Groen
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos