

## 1627449 - QualiBelly Advanced Pediatric - abdominale support - hoogte 10 cm - kind

### Beschrijving

QualiBelly Advanced is een unieke, gepatenteerde compressiebandage voor alle soorten buikoperaties. Het biedt ongeëvenaard comfort, functionaliteit en gebruiksgemak voor zowel patiënten als zorgverleners. De bandage bevordert het herstel door patiënten sneller uit bed te helpen, zodat zij rechtop kunnen lopen zonder extra belasting van de wond.

#### Belangrijkste kenmerken:

- Geschikt voor gebruik met stomazakjes
- Laat drainageslangen vrij tussen de banden doorlopen zonder belemmering
- Optionele houder voor drainageflles beschikbaar

Drie afzonderlijk verstelbare banden zorgen voor gerichte compressie en ondersteuning precies waar die het meest nodig is

QualiBelly Advanced combineert medische functionaliteit met optimaal comfort om een veilig herstel en betere mobiliteit na een operatie te ondersteunen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Qualiteam
	ea8ada86c8d451afba9b83b73f39b81e
	800be49f7f475fda8737e4fe0a93921f
<b>sku</b>	1627449
<b>Hoogte steunverband</b>	10 cm
<b>Omtrek</b>	50 - 65 cm
<b>Type verpakking</b>	Stuk