

## 1508444 - Seca 635 digitale plateauweegschaal extra groot met afneembaar display - klasse III - 300 kg - 1 st



### Beschrijving

Deze digitale weegschaal op batterijen is speciaal ontworpen om zwaarlijvige patiënten te wegen, met een weegbereik tot 300 kg en een stevig, slipvast platform van 56 x 56 cm dat slechts 5,5 cm hoog is. Patiënten kunnen ook zittend gewogen worden; het gewicht van de stoel wordt gewoon afgetrokken met de Pre-TARA functie. De afstandsbediening met kabel (kabel lengte: 2,5 m) met vlot leesbare LCD is vast te houden, op een muur te monteren of op een tafel te plaatsen. De aflezing van 100 g registreert de miniemste gewichtsveranderingen, zelfs nadat de patiënt van de weegschaal is gestapt, dankzij de HOLD-functie. De geïntegreerde Body Mass Index (BMI) functie en de eenvoudige overdracht van metingen naar een EMR-systeem zijn een extra uitbreiding van het veelzijdige gebruik van deze unieke multifunctionele weegschaal.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Seca
<b>Product afmetingen</b>	B 60 cm, H 5.5 cm, L 64 cm
<b>Geheugen</b>	Nee
<b>Gekalibreerd</b>	Ja
<b>Max. gewicht</b>	300 kg
<b>Met meetlat</b>	Nee
<b>BMI indicatie</b>	Ja
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>Automatisch step-on functie</b>	Nee
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1508444
<b>Gradatie weegschaal</b>	100 g < 200 kg > 200 g
<b>Klasse weegschalen</b>	Klasse III
<b>Type weegschaal</b>	Digitale plateauweegschaal
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
<b>Type verpakking</b>	Stuk